

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ПРИНИМАЕТ НАРКОТИКИ

УСТАНОВИТЬ ФАКТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ МОЖНО НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:

1

ПО КОСВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ




2

С ПОМОЩЬЮ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ
НА НАРКОТИКИ

НАИБОЛЕЕ УДОБНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ – ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ АНАЛИЗА МОЧИ,
РАСПОЗНАЮЩИЕ ВИД НАРКОТИКА (ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ)
ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Тест – пластмассовая полоска с пятью индикаторами – отдельно для разных видов наркотика:

● МОРФИНА ● МАРИХУАНЫ ● АМФЕТАМИНА ● МЕТАМФЕТАМИНА ● КОКАИНА



- По инструкции, при комнатной температуре тест опускают в мочу на 20-30 секунд. Затем полоску вынимают и помещают на ровную поверхность, где в период от пяти до десяти минут оценивают результат.
- Если следов наркотика не обнаружится, на каждом индикаторе появится по одной полоске. В обратном случае – две.
- Если полосы не появляются, результат интерпретировать нельзя; следует повторить тестирование.
- Анализ можно проводить и спустя несколько суток после приема наркотических веществ.